

# Genius™ 2 Tympanic Thermometer

## Instruction For Use

### Taking A Temperature

**STOP** Always apply probe cover prior to insertion in ear canal.



Inspect the patient's ear anatomy for proper probe placement. (No blood or fluid should be present.)



Remove the thermometer from the base.



Inspect the probe lens. It should be shiny and free of cracks or debris without a probe cover attached. (Clean lens with a dry lint-free swab or lens wipe if needed.)



Attach probe cover by aligning the silver tip with a probe cover and push straight down until you hear a snap.



Inspect the membrane on the end of the probe cover. If a hole or tear is visible, discard and attach new probe cover.



Ensure the probe cover is flush with the blue end cap. The silver probe should not be showing. A probe cover **MUST** be used.



Insert the tapered probe tip. Align the probe at the entrance of the patient's ear canal.



Immediately press the large triangular scan button located in the center of the handle. A triple beep will sound when completed.



Dispose of the probe cover into a waste receptacle by pressing the eject button.



Return the thermometer to the base unit for storage.



LCD display will go into "sleep" mode after 10 seconds of inactivity.



To recall the last temperature, press and release the scan button before loading another probe cover. Loading a new probe cover will erase the last temperature taken from memory.

### Optional Functions



To change the temperature display press and hold the C/F° button for 2 seconds when the LCD screen is active.



To use the 60 second pulse timer, press and hold the (clock icon) for two seconds to activate.



Press and release the (clock icon) once to begin (beeps will be heard at 15 second intervals) and it will automatically shut off at 60. If finished with function prior to complete 60 seconds, press and release (clock icon) a second time to deactivate function.

Clean **ONLY** with approved cleaning agents, **WIPE** to clean.



**COVIDIEN**

positive results for life™

COVIDIEN, COVIDIEN with logo and ™ marked brands are trademarks of Covidien AG or its affiliates.

©2008 Covidien AG. All rights reserved.

H6093-5M-0408

# Genius™ 2 Tympanic Thermometer

## Instrucción para el uso

### Medición de la temperatura

**PARAR** Siempre aplique la tapa de sonda antes de la introducción en el canal.



Inspeccione la anatomía del oído del paciente para determinar la colocación adecuada del sensor. (No debe haber sangre ni ningún líquido).



Retire el termómetro de la base.



Inspeccione el lente del sensor. Debe estar brillante, no debe haber grietas ni suciedad y no debe tener la cubierta colocada. (Limpie el lente con un hisopo seco sin pelusas o un paño de limpiar lentes si es necesario).



Coloque la cubierta del sensor alineando la punta plateada con la cubierta del sensor y empuje recto hacia abajo hasta que escuche un chasquido.



Inspeccione la membrana en el extremo de la cubierta del sensor. Si se observa algún orificio o rotura, deséchela y coloque una cubierta de sensor nueva.



Asegúrese de que la cubierta del sensor esté a ras con el casquillo azul del extremo. No se debe ver el sensor plateado. DEBE usar una tapa sonda.



Inserte la cumbre de sonda afilada. Alinee la sonda en el entrence del canal de oído del paciente.



Presione inmediatamente el botón de escaneo triangular grande ubicado en el centro del mango. Al terminar, se escuchará un pitido triple.



Deseché la cubierta del sensor en un depósito de basura presionando el botón de expulsión.



Coloque nuevamente el termómetro en la unidad base para guardarlo.



La pantalla LCD entrará en el modo "sleep" (inactivo) después de 10 segundos sin actividad.



Para regresar a la última temperatura, presione y libere el botón de escaneo antes de colocar otra cubierta del sensor. Al colocar una nueva cubierta del sensor se borrará de la memoria la última temperatura que tomó.

### Funciones opcionales



Para cambiar la pantalla de temperatura, presione y sostenga el botón C/F° por 2 segundos cuando la pantalla LCD esté activa.



Para usar el temporizador de pulso de 60 segundos, presione y sostenga el botón del icono del reloj por dos segundos para activarlo.



Presione y libere el botón del icono del reloj una vez y comience (se escucharán pitidos en intervalos de 15 segundos), éste se apagará automáticamente a los 60 segundos. Si termina con la función antes de completar los 60 segundos, presione y libere el botón del icono del reloj una segunda vez para desactivar la función.

Limpie SÓLO con agentes de limpieza aprobados. Limpie para limpiar.



**COVIDIEN**

positive results for life™

COVIDIEN, COVIDIEN with logo and ™ marked brands are trademarks of Covidien AG or its affiliates.

©2008 Covidien AG. All rights reserved.

H6093-5M-0408